



physioled 
get ready to win.


therma / tecar terapia.



therma. tecar terapia.

therma è una nuova apparecchiatura per il trattamento diatermico capacitivo e resistivo non invasivo capace di generare, con la migliore efficacia e senza dolore, iperemia endogena e stimolare la circolazione del sangue in tutti i diversi strati cellulari fino al drenaggio linfatico. Ha effetti anti-infiammatori e determina un miglioramento della circolazione sanguigna e una notevole riduzione del dolore.

therma stimola una reazione del corpo naturale e fisiologica, adeguatamente alla specifica patologia, e accelera i processi riparativi. Grazie ad applicatori speciali è in grado di fornire la giusta quantità di energia negli strati cellulari di interesse. Il trattamento terapeutico diatermico capacitivo e resistivo è l'approccio più recente ed efficace tra i trattamenti di diatermia per tutti gli operatori professionali che sono alla ricerca di qualcosa di più di una unità di diatermia tradizionale (microonde o onde corte). Il trattamento terapeutico diatermico capacitivo e resistivo è l'evoluzione tecnologica e terapeutica che fornisce la versatilità, l'efficacia, i benefici terapeutici che sono difficilmente raggiungibili con i dispositivi tradizionali per diatermia. Il trattamento è simile ad un massaggio durante il quale è possibile fornire energia al paziente che avverte immediatamente una piacevole sensazione di calore.



caratteristiche

Potenza massima
150W/250VA
Frequenza di lavoro
500 kHz/1 MHz
Modalità di utilizzo
Resistiva/Capacitiva
Tensione di alimentazione (Vac/Hz)
90-240/50-60
Potenza assorbita (VA)
300



novità

- Display touchscreen da 7 Pollici
- Interfaccia Software User Friendly
- Aggiornamenti tramite porte USB
- Controllo del dispositivo tramite display touchscreen, encoder e tramite tastiera
- Protocolli selezionabili
- Programmi personalizzabili
- Sistema di sicurezza Security slot
- 6 lingue selezionabili



therma,
get ready to win.

01 configurazione a 0°



02 configurazione a 45°



03 configurazione a 90°



• Manipolo con tre configurazioni di lavoro e tre testine intercambiabili con differenti diametri



0051 MADE IN ITALY



Dimensioni in mm

Base 315 / Altezza 170 / Profondità 390



LED SpA

via Selciatella, 40

04011 Aprilia (LT) - Italy

T +39 06 92 87 0045

F +39 06 92 87 0046

www.physioled.com - www.led.it - info@led.it