

MEDICAL 99 IR

Unità Portatile per Ossigeno Ozono Terapia



ESCLUSIVE CARATTERISTICHE
TECNICHE PER L'EFFICACIA E LA
SICUREZZA

MASTER DI PREPARAZIONE
TEORICO/PRATICO
RISERVATO

PROTOCOLLI DI UTILIZZO E
LINEE GUIDA ESCLUSIVI
SIOOT/MULTIOSSIGEN



MEDICAL 99 IR è un'unità portatile per OSSIGENO OZONO TERAPIA realizzata per assicurare costanti e ripetibili condizioni d'uso e massima affidabilità **per uso esclusivamente medico e/o di ricerca.**

Il generatore di miscela OSSIGENO OZONO è gestito da un microprocessore dotato di sistema fotometrico VIS che controlla e visualizza le concentrazioni di ozono prodotte, disponibili secondo 10 selezioni personalizzate fino a 60 µg/ml confiusso di l Lt/min.

L'apparecchiatura consente il prelievo della miscela gassosa con siringa o in modo continuo tramite apposito prelevatore.

Il fotometro VIS based, brevetto MULTIOSSIGEN, a singola via e con zero automatico, garantisce all'utilizzatore la massima sicurezza di impiego, con monitoraggio accurato (risoluzione di 1 mg) della concentrazione prescelta. Il trattamento è a cura del personale medico.

Apparecchiatura Certificata "dispositivo medico Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. in classe IIA"

Per tutte le finalità d'uso previste dai protocolli **SIOOT** in Ozono Terapia
Questa apparecchiatura corrisponde alle indicazioni della Consensus Conference emanate dall'Istituto Superiore di Sanità

multioxygen
OZONE TECHNOLOGY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Concentrazioni	fino a 60 µg/ml
Selezione rapida	10 selezioni personalizzabili dall'utente con possibilità erogazione ossigeno
Modalità di prelievo	con siringa o in modo continuo (con prelevatore)
Fotometro	VIS based (know-how Multiossigen), singola via, zero automatico
Risoluzione	1 µg
Funzione di auto-test	verifica zero fotometrico, verifica pressione di alimentazione di O ₂ diagnostica interna
Flusso	~ 1 lt/min
Alimentazione O₂	con bombola interna oppure da sorgente esterna (bombola o centralizzato)
Dimensioni	550x165x450 mm (lxhxp)

Certificata 93/42/CEE Classe IIA e s.m.i.

* Esclusivo circuito dell'ozono chiuso che garantisce l'assoluta purezza del gas erogato, rendendo inutile l'utilizzo di filtri.

* Elettrodo interno in acciaio inox e tubi in simax lunghi 44 cm, i più lunghi tra le apparecchiature portatili.

I nostri tecnici sono a disposizione per dettagliare l'efficacia e l'importanza di queste due esclusive peculiarità tecniche.

OZONO TERAPIA - APPLICAZIONI CLINICHE

Attivatore circolatorio - Favorisce l'utilizzo dell'ossigeno corporeo - Aumenta la resistenza allo sforzo
Antinfiammatorio - Antiossidante - Antidolorifico - Immunomodulante

DERMATOLOGIA
MEDICINA INTERNA

CARDIOLOGIA
GERIATRIA

ANTI-ETÀ:
OCULISTICA
NEUROLOGIA

NEUROCHIRURGIA

ODONTOIATRIA

ONCOLOGIA
ORTOPEDIA
VASCOLARE

DISBIOSI INTESTINALE

FISIATRIA
CHIRURGIA

PNEUMOLOGIA
MALATTIE DEGENERATIVE
UROGINECOLOGIA

Herpes Zoster e Simplex-Acne - Eczema - Lipodistrofia (Cellulite)

Arteriosclerosi - Epatopatie - Morbo di Crohn - Osteoporosi
Artrite reumatoide - Diabete

Cardiopatia ischemica-Angina-Recupero post-infarto

Demenza senile - Artrosi - Processi infiammatori cronici - Dolore cronico - Rivitalizzante - Arteriosclerosi

Rivitalizza il corpo e la mente - Aumenta la resistenza allo sforzo
Maculopatia degenerativa

Cefalee vascolari e tensive - Depressione - Malattie neurovascolari
TIA - Ictus - Sindrome da affaticamento cronico

Ernia del disco - Dolore lombare e cervicale - Lombosciatalgia
Dolore post - operatorio da chirurgia vertebrale

Trattamento carie e disinfezione post chirurgia impiantare
Osteonecrosi

Adiuvante nella radio/chemioterapia

Reumatismo articolare - Gonartrosi - Coxartrosi

Insufficienza venosa - Ulcera diabetica - Ulcera post-fiebica - Ulcere trofiche - Arteriopatie periferiche

Coliti - Colon irritabile - Dismetabolismi - Intolleranze alimentari - Ulcera gastrica - Helicobacter Piloni - Stipsi

Riabilitazione neuromotoria - Fibromialgia

Complicanze infettive post - chirurgiche - Prevenzione e post intervento chirurgico

BPCO e ipertensione polmonare - Asma - Rinite allergica

Sclerosi multipla - SLA - Parkinson - Demenza senile precoce

Trattamento delle infezioni uroginecologiche